

**ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.**

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

Наименование моделей и их модификаций для одноканального и двухканального исполнения

Аппарат «РЕФТОН-01»		Цена (бел. руб.) с НДС	
№	Наименование	1 канал	2 канала
«РЕФТОН-01-П»			
1	«РЕФТОН-01-П» ГТ	20882	----
2	«РЕФТОН-01-П» ДДТ	37647	----
3	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ	40000	----
4	«РЕФТОН-01-П» ГТ+МЛТ	42647	----
5	«РЕФТОН-01-П» ДДТ+МЛТ	59117	----
6	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ+МЛТ	61764	----
7	«РЕФТОН-01-П» ГТ+МЛТ+СТ	63235	----
8	«РЕФТОН-01-П» ДДТ+МЛТ+СТ	68235	----
9	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	87647	----
«РЕФТОН-01-А»			
10	«РЕФТОН-01-А» ДДТ	47058	89411
11	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ	48823	92647
12	«РЕФТОН-01-А» ФТ	54411	103529
13	«РЕФТОН-01-А» ЭМС	55294	104999
14	«РЕФТОН-01-А» СМТ	56470	107352
15	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ФТ	56470	107352
16	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ	57352	108823
17	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС	57352	108823
18	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ	57352	108823
19	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ	58235	110588
20	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ	58235	110588
21	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС	58529	111176
22	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС	59411	112647
23	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ	61000	114438
24	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС	61470	116764
25	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ	61470	116764
26	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС	61470	116764
27	«РЕФТОН-01-А» ГТ+МЛТ	62352	118529
28	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ	64705	122941
29	«РЕФТОН-01-А» ДДТ+МЛТ	64999	135882
30	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+МЛТ	66764	126764
31	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС	68529	143235
32	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ	72500	136176
33	«РЕФТОН-01-А» ЭМС+МЛТ	73235	139117
34	«РЕФТОН-01-А» СМТ+МЛТ	74411	141470
35	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС+МЛТ	75588	143529
36	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+МЛТ	75588	143529
37	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	75588	143529
38	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+МЛТ	76176	144705
39	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ	76176	144705
40	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	76764	145882
41	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ	77058	146470
42	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	77352	146764
43	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ	78529	149117
44	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ	82058	155882
45	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ	82352	156470
46	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	82352	156470

**ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.**

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

47	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	82352	156470
48	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ	87941	167058
49	«РЕФТОН-01-А» ГТ+МЛТ+СТ	87941	167058
50	«РЕФТОН-01-А» ДДТ+МЛТ+СТ	90882	172647
51	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	92647	175882
52	«РЕФТОН-01-А» ЭМС+МЛТ+СТ	98823	187647
53	«РЕФТОН-01-А» СМТ+МЛТ+СТ	100000	190000
54	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС+МЛТ+СТ	100000	190000
55	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+МЛТ+СТ	100882	191470
56	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	101470	192647
57	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	101470	192647
58	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ+СТ	101764	193235
59	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	102352	194411
60	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	102941	195588
61	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	103823	197352
62	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	104705	198823
63	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	104999	199411
64	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	104999	199411
65	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	108235	205588
66	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	110294	209411
67	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ+СТ	112352	213529
68	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ	112941	214705
69	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	120294	228529
70	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ	133235	253235
71	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+СТ	134705	255882
72	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ+СТ	137058	260294
73	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ+СТ	158823	301764
«РЕФТОН-01-АИ»			
74	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС	72000	136796
75	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК	86470	164296
76	«РЕФТОН-01-АИ» ЭД	86764	164705
77	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК	86800	164923
78	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО	87600	166441
79	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ЭС	91764	174411
80	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС	92352	175588
81	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК	95000	180588
82	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ЭД	97941	186176
83	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭД	98529	187352
84	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+ЭД	98529	187352
85	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК + КТ	98529	187352
86	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО	99100	188287
87	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО	101470	192941
88	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +МЛТ	102058	193823
89	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+МЛТ	102352	194411
90	«РЕФТОН-01-АИ» ЭД+МЛТ	102647	195000
91	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+МЛТ	102647	195000
92	«РЕФТОН-01-АИ» МЛТ+СТ	103877	197058
93	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО +МЛТ	106764	202941
94	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭД	109411	207647
95	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ ИМПТОК	109705	208235
96	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС	109705	208235
97	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ЭД	110294	209411

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

98	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ КРАНИО	110294	209411
99	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ЭД	110294	209411
100	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ЭД	112352	213529
101	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ	112352	213529
102	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД	112647	214117
103	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО	114117	216764
104	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭД+МЛТ	114411	217352
105	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +ЭД+МЛТ	117058	222352
106	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+МЛТ	117058	222352
107	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +КТ+МЛТ	117058	222352
108	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД	117352	222941
109	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+МЛТ	117352	222941
110	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ЭД	121764	231176
111	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД	121764	231176
112	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО	121764	231176
113	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ	123823	234999
114	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ	125294	237941
115	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +МЛТ+СТ	129705	246470
116	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+МЛТ+СТ	130294	247352
117	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ	130294	247352
118	«РЕФТОН-01-АИ» ЭД+МЛТ+СТ	130588	247941
119	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+МЛТ+СТ	130588	247941
120	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ	133235	253235
121	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+МЛТ+СТ	134705	232673
122	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ	137647	261470
123	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ	137941	262058
124	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК +МЛТ+СТ	138823	263529
125	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +ЭД+МЛТ+СТ	141764	269117
126	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +КТ+МЛТ+СТ	142352	270294
127	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭД+МЛТ+СТ	142352	270294
128	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+МЛТ+СТ	144705	274705
129	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+МЛТ+СТ	145294	275882
130	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ	152352	289411
131	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+ЭД+МЛТ+СТ	153235	291176
132	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+МЛТ+СТ	154117	292647
133	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+ КРАНИО+ МЛТ+СТ	157941	300000
134	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ЭД+МЛТ+СТ	161176	305882
135	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ+СТ	165588	314411
136	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ+СТ	165588	314705
137	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ+СТ	179117	340294
138	«РЕФТОН-01-АИ» ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	207647	394117
139	«РЕФТОН-01-АИ» ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	234411	445294
140	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	290855	552352
141	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	314598	597647
142	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)	----	110588
143	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)	----	110588
144	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ	----	126470
145	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	138235
146	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	----	142647
147	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)+МЛТ	----	142647
148	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	151176
149	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	----	153235
150	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	----	154117

**ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.**

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

151	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)	----	157058
152	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	158823
153	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	----	167352
154	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	----	171764
155	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	177647
156	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	181176
157	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	185882
158	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ	----	185882
159	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	----	189117
160	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ	----	199705
161	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	201470
162	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	----	203529
163	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	----	209999
164	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	----	212647
165	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	213823
166	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ	----	221764
167	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	----	231764
168	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	----	234411
169	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	----	239999
170	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	----	246764
171	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ	----	253235
172	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ	----	254117
173	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ	----	269705
174	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ	----	274705
175	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ	----	278235
176	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	----	281470
177	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	----	281470
178	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ	----	288823
179	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	----	308529
180	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	310294
181	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	----	318529
182	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ+СТ	----	346764
183	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	----	350294
184	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ+СТ	----	350882
185	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИЕ+ИТ+МЛТ+СТ	----	366470
186	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	371176
187	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ+СТ	----	374705
188	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	395294
189	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	----	428235
190	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	----	603529
191	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	642941
192	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	----	657941
«РЕФТОН-01-РФТЛС»			
189	«РЕФТОН-01-РФТЛС» Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер	----	По запросу
190	«РЕФТОН-01-РФТЛС» Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ	----	По запросу
принадлежности:			
электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью		от 140 руб./шт.	
кабель пациента		от 2200 руб./шт.	

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

излучатель лазерный	от 17000 руб./шт.
нозологический электродный трафарет (маска) №1, №2, №3	от 7000 руб./шт.

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ неизменно высокое и стабильное качество производимого оборудования гарантировано внедрённой и функционирующей на предприятии системой менеджмента качества ISO 13485:2016 в области «Разработка, производство и реализация физиорефлексотерапевтических аппаратов» (Сертификат № 3750326 от 25.03.2022 г.);
- ✓ сочетание в одном аппарате функций нескольких различных (в т.ч. европейских) аппаратов, что позволяет рассматривать оборудование в качестве импортозамещаемой продукции;
- ✓ работа аппаратов доступна в режиме стабилизации тока или стабилизации напряжения;
- ✓ потребителю предоставлены расширенные функциональные возможности, в том числе:
 - применение десяти форм импульсов,
 - пять форм модулирующих напряжений,
 - произвольное соотношение сигн/пауза (Тс/Тп),
 - установка амплитуды тока в четырёх диапазонах: до 1 мА (0÷1000 мкА с шагом 1 мкА), до 5 мА (0÷5000 мкА с шагом 5 мкА), до 10 мА, до 100 мА;
- ✓ наличие предустановленных программ (протоколов) лечения;
- ✓ возможность изменения параметров процедур, не прерывая её проведения;
- ✓ доступность выбора модели с минимальным количеством режимов и типов воздействия;
- ✓ простота использования, легкость освоения и доступность интерфейса, что позволяет использовать аппараты даже в домашних условиях;
- ✓ учебно-методические пособия БелМАПО МЗ РБ (2013г., 2021г., 2022г.) по применению методов электро- и магнитолазерной терапии, используемых для лечения и реабилитации пациентов при различных заболеваниях воспалительного, дистрофического и сосудистого генеза, с применением современных физиотерапевтических аппаратов серии «РЕФТОН-01» - описаны терапевтические возможности аппаратов, в том числе для проведения ЧЭНС +ЭС + МДМ + МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ (ТКМП И ТВМП), а также ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+КТ+МЛТ;
- ✓ надежность в эксплуатации, мобильность, доступность по цене.

Режимы и типы воздействия, реализуемые в аппаратах «РЕФТОН-01»:

1. **ГТ** – гальванический ток;
2. **СМТ** – синусоидальные модулированные токи (расширенная амплипульстерапия);
3. **ДДТ** – диадинамические токи;
4. **КТ** – кольцевой тип воздействия токами СМТ и ДДТ с распределением на 2, 3 или 4 поля;
5. **ФТ** – флюктуирующие токи;
6. **ЭМС** – электромиостимуляция (стимуляция нервно-мышечного аппарата: ЭМС1+ЭМС2);
7. **СТ** – светотерапия, исполнение на сверхярких диодах в диапазоне волн 380 ÷ 680 нм (красный, синий, зелёный, жёлтый), диаметр 20 мм, мощность до 35 мВт;
8. **МЛТ** – магнитолазерная терапия (длина волны лазерного излучения 660 нм (красный диапазон спектра), мощность до 25 мВт);
9. **ФИЗИО**: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-модулированные токи, ТТ (тетанизирующий ток);
10. **РЕФЛЕКС**: инвазивное и неинвазивное воздействие на точки акупунктуры постоянным (ГТ) током, СМТ– токами и сигналами специальной формы («спайк»–волна) ;
11. **ЛАЗЕР**: воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением;
12. **ТЕПЛО**: термомпуктура;

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

196626, Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 10/2

13. **АНТОК: ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ** (КТ по дополнительной заявке);
14. **ИМПТОК** – импульсные токи: **ЧЭНС** (чрескожная электронейростимуляция) + **FM** (частотно-модулированные токи: **FM1** + **стохастический ток**) + **IG**(импульсная гальванизация: **IG30** + **IG50**) + **ТТ** (тетанизирующий ток) + **UR** (ультрастимулирующий ток по Треберту) + **МИО** (стимуляция нервно-мышечного аппарата: **миостимуляция** + **токи Котца**);
15. **КРАНИО** – транскраниальная электротерапия (**возможно применение 10-ти форм тока**): **ЭС** (электросон) + **ТЭС** (транскраниальная электростимуляция или центральная электроанальгезия) + **МИКРО** - **микрополяризация: ТКМП** (транскраниальная микрополяризация) + **ТВМП** (трансвертебральная микрополяризация) + **МИКРОТОКИ** (микротоковая терапия, по дополнительной заявке) + **МДМ** (мезодиэнцефальная модуляция);
16. **ИТ** – интерференционные токи: **ИНТЕР** (классическая интерференцтерапия) + **ТИТ** (транскраниальная интерференцтерапия); Несущая частота F_n : 2000÷10000 Гц, шаг 1000 Гц; Диапазон изменения частоты ИТ(частота биений) в ручном режиме (Пост) F_i : 1÷200 Гц; В автоматическом режиме возможна установка любого диапазона качания частоты (Кач): 1÷200÷1 Гц
17. **ЭС** – электросон. Форма импульса: Φ_1 , Φ_3 , Φ_4 , Φ_5 , Φ_8 ; Режим качания частоты: 1÷200÷1 Гц
18. **ЭД** – электродиагностика (режимы работы – «автомат» или «ручной): **КЭД** (классическая электродиагностика) + **Сила/длительность** (кривая сила/длительность) + **Хронаксия** (минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной либо нервной ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы), на экран выводятся все сохраненные значения тока для каждого Тс;

для «РЕФТОН-01-П» - пункты 1; 3; 7; 8.

для «РЕФТОН-01-А» - пункты 1÷8.

для «РЕФТОН-01-РФТЛС» - пункты 9÷12; 7.

для «РЕФТОН-01-АИ» - пункты 1÷18.

Формы импульсов, применяемые в модели «РЕФТОН-01-АИ»:

